

CONTACTS



PRISE DE RENDEZ-VOUS

065 41 41 41

SECRÉTARIAT D'ENDOCRINOLOGIE

065 41 41 10

ADRESSE



2, BOULEVARD KENNEDY

7000 MONS



CHU HELORA

MONS & WARQUIGNIES

DIABÉTOLOGIE

Diabète et imagerie médicale



Porteur(se) d'un capteur de lecture de glycémie ?

Lisez attentivement les indications suivantes :

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC VOTRE CAPTEUR ?

- Prendre une douche.
- Faire des UV.
- Passer les portiques de sécurité dans les magasins, parcs, aéroports...
- Recouvrir votre capteur (avec un pansement, bandeau, brassard...) pour assurer une meilleure adhérence.
- Utiliser des produits pour optimiser l'adhérence du capteur (Ether, Cavilon, Torbot Skin Tac...).
- Le placer uniquement sur les bras (recommandation de la firme ABBOTT).

QUAND FAUT-IL RESTER VIGILANT(E) ?

- Lorsque vous êtes en contact prolongé avec de l'eau (bain, piscine) : l'immersion ne doit pas dépasser les 30 minutes. Si votre activité dépasse cette durée, faites des pauses de 20 minutes afin de laisser sécher votre capteur ou utilisez des pansements imperméables.
- Si vous prenez l'avion : consultez la fiche «diabète et voyages» car les capteurs ne passent pas au scanner des bagages à main.



- Lorsque vous devez passer un examen radiologique. **En fonction de ce dernier, des précautions sont à prendre. Pour un IRM, vous devez enlever le capteur. Pour un scanner, par prudence, vous devez demander de mettre une protection de plomb sur votre capteur.** Avant votre examen, il est donc primordial d'en discuter avec le personnel du service.
- Si vous devez subir une intervention chirurgicale, parlez-en à votre médecin. Il vous précisera si une radio est prévue lors de votre opération et ainsi vous donner les indications précises concernant votre capteur.

QUE NE POUVEZ-VOUS PAS FAIRE AVEC VOTRE CAPTEUR ?

- Faire de la plongée sous-marine car le capteur ne résiste pas à la pression.
- Certains examens radiologiques : parlez-en au personnel soignant.
- Sauna/hammam car la transpiration excessive et prolongée entraîne un décollement du capteur.
- Utiliser de la crème dans les 24h précédant la pose de votre capteur. Celle-ci limite l'adhérence du capteur et est donc à éviter.

Contact utile

- Firma ABBOTT (de 9h00 à 17h00 - jours ouvrables)
0800 167 72